

Поликлональное Антитело Anti-Klf10 Для Wb, Elisa — Q13118

Артикул: CM0018610



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий KLF10 (TIEG1). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Подходит для исследований транскрипционной регуляции, циркадных ритмов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF10 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7071
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q13118
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом