

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Klf10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13118

Артикул: CM0006666



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого KLF10 (TIEG1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Подходят для исследований циркадных ритмов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF10 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7071
ID гена	7071
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KLF10 (Q13118)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13118
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом