

Поликлональные Антитела Против Klf11 Для Вб, Ифа - O14901

Артикул: CM0023107

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому KLF11, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований транскрипционных факторов, сигнального пути TGF-бета и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF11 кроличье пАт
Примечания/аллиасы	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
Вид	Человек
GeneID (человек)	8462
GeneID	8462
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 13-107 человеческого KLF11 (NP_003588.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14901
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Айс-пак