

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Klf13 Для Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Артикул: CM0021738

введение

Поликлональные кроличьи антитела против KLF13, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), направленные против фактора транскрипции KLF13 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования регуляции генов, эритроидной линии и активации Т-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	KLF13 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Вид	Человек
GeneID (человек)	51621
GeneID	51621
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 KLF13 человека (NP_057079.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2Y9
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет