

## Поликлональное Антитело Против Klf15 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uih9

Артикул: CM0030309



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KLF15, транскрипционного регулятора, участвующего в сердечном фиброзе и гипертрофии. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Идеально для исследований сердца и почек.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | KLF15 Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | KKLF; KLF15                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 28999                                                                                                                            |
| GeneID                             | 28999                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого KLF15 (NP_054798.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q9UIH9                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 44 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                |