

Кроличья Поликлональная Антитело Против Klf15 Для If/Icc И Ифа - Q9Uih9

Артикул: CM0018078



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого KLF15 (Круерпель-подобный фактор 15), валидированная для IF/ICC и ИФА. Подходит для исследований транскрипционной регуляции, кардиального фиброза и дифференцировки подоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF15 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KKLF; KLF15
Вид	Человек
GeneID (человек)	28999
GeneID	28999
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого KLF15 (NP_054798.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UIH9
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом