

Кроличье Моноклональное Антитело Против Klf4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - O43474

Артикул: CM0002428



введение

Кроличье моноклональное антитело против KLF4, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Определяет KLF4 человека, мыши, крысы (O43474). Подходит для исследований стволовых клеток, дифференцировки и эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против KLF4
Примечания/Альтернативные названия	EZF; GKLF; KLF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	9314
GeneID	9314
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43474
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом