

Анти-Klf4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43474

Артикул: CM0023907



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого KLF4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции, поддержания стволовых клеток и эпителиальной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF4 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	EZF; GKLF; KLF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9314
ID гена	9314
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-479 человеческого KLF4 (NP_004226.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43474
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом