


Кроличья Поликлональная Анти-Klf4 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q60793

Артикул: CM0031005



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на транскрипционный фактор KLF4, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ИФА. Детектирует белок человеческого, мышиного, крысиного происхождения. Поддерживает исследования стволовых клеток, эпителиальной биологии и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF4 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	EZF; Zie; Gklf
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	9314
GeneID	16600
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 мышиного KLF4 (NP_034767.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q60793
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом