

Кроличья Поликлональная Антитела Против Klf4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O43474

Артикул: CM0030968



введение

Кроличьи поликлональные антитела против KLF4, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для исследований в области биологии развития, стволовых клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	EZF; GKLF; KLF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9314
ID гена	9314
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 KLF4 (NP_001300981.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43474
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом