


Кроличья Поликлональная Анти-Klf5 Антитело Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13887

Артикул: CM0029857



введение

Кроличье поликлональное антитело к Кгуеррел-подобному фактору 5 (KLF5), валидированное для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Детектирует человеческий и мышинный KLF5. Иммуноген соответствует N-концевой области (аа 1-250). Подходит для исследований транскрипционных факторов. Номер доступа в Uniprot: Q13887.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KLF5 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	688
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого KLF5 (NP_001721.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13887
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом