

Поликлональные Антитела Против Klf7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O75840

Артикул: CM0027937

введение

CamelBio предлагает поликлональные антитела против KLF7 (кролик), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный KLF7, фактор транскрипции, участвующий в развитии нейронов, метаболизме и адипогенезе. Подходят для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UKLF; KLF7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8609
ID гена	8609
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75840
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом