

Кроличья Поликлональная Антитело Против Klf8 Для Wb, If/Icc, Elisa — O95600

Артикул: CM0023084

введение

Рекомбинантная кроличья поликлональная антитело против KLF8, валидированная для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Подходит для изучения регуляции транскрипции, прогрессии клеточного цикла и путей, связанных с KLF8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF8 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BKLF3; ZNF741; KLF8
Вид	Человек
ID гена (человек)	11279
ID гена	11279
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–280 человеческого KLF8 (NP_009181.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95600
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовая упаковка