

Кроличья Поликлональная Антитела Против Klf9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13886

Артикул: CM0028764

введение

Кроличьи поликлональные антитела против KLF9, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Поддерживают исследования циркадных ритмов, пролиферации кератиноцитов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против KLF9
Примечания/Альтернативные названия	ВТЕВ; ВТЕВ1; KLF9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	687
GeneID	687
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 белка KLF9 человека (NP_001197.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13886
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом