


Поликлональные Антитела Против Klhdc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Артикул: CM0016177



введение

Кроличьи поликлональные антитела против KLHDC2, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Распознают человеческий и мышинный KLHDC2, компонент распознавания субстрата E3 убиквитин-лигазы CRL2, участвующий в контроле качества белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KLHDC2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23588
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2U9
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом