

Поликлональные Антитела Против Klhdc3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - Q9Bq90

Артикул: CM0017227



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого KLHDC3, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА.

Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для изучения убиквитин-лигазы CRL2, путей С-терминального дегрона и мейоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHDC3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
Вид	Человек
Идентификатор гена	116138
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-382 человеческого KLHDC3 (NP_476502.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQ90
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом