

Поликлональное Антитело Anti-Klhl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr64

Артикул: CM0016107

введение

Кроличье pAb антитело к KLHL1 — это поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок Kelch-like 1 (KLHL1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. KLHL1 участвует в организации актинового цитоскелета в клетках мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb антитело к KLHL1
Примечания/Альтернативные названия	MRP2; KLHL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57626
GeneID	57626
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого белка KLHL1 (NP_065917.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR64
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом