

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Klhl11 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nvr0

Артикул: CM0021481



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий KLHL11 (белок 11, подобный Kelch), компонент Cullin-RING E3-убиквитинлигазного комплекса; подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело KLHL11
Примечания/синоним	KLHL11
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55175
Идентификатор гена	55175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–300 человеческого KLHL11 (NP_060613.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9NVR0
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом