

Кроличья Поликлональная Антитело Против Klhl15 Для Вб, Ифа - Q96M94

Артикул: CM0024077

введение

Кроличья поликлональная антитело против KLHL15, валидированная для Вестерн-блота и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелена на KLHL15 — субстрат-специфический адаптер E3 убиквитин-лигазы CUL3, участвующий в репарации повреждений ДНК и регуляции фосфатазы PP2A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHL15 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
Вид	Человек
ID гена	80311 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 белка KLHL15 человека (NP_085127.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96M94
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Хладоэлемент