


Поликлональные Антитела Anti-KLHL3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uh77

Артикул: CM0013961



введение

Кроличьи поликлональные антитела к KLHL3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Изучайте транспорт ионов в почках, деградацию киназ WNK и пути убиквитинирования. Подходят для исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PHA2D; KLHL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26249
ID гена	26249
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого KLHL3 (NP_059111.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UH77
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом