

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Klhl42 Для IHC-P, Elisa — Q9P2K6

Артикул: CM0017071

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-KLHL42 (Ctb9, KLHDC5), валидированное для применений IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши, нацелено на келч-подобный белок 42, участвующий в комплексе E3-убиквитинлигазы и митотической прогрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHL42 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Ctb9; KLHDC5; KLHL42
Вид	Человек
GeneID (человек)	57542
GeneID	57542
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-505 человеческого KLHL42 (NP_065833.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P2K6
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом