

Поликлональное Антитело Против Klhl8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Артикул: CM0016238

введение

KLHL8 Rabbit pAb: поликлональное антитело, полученное на кролике против человеческого KLHL8, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований E3 убиквитинлигазы и деградации RAPSN.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHL8 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KLHL8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57563
GeneID	57563
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 271-620 человеческого KLHL8 (NP_065854.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P2G9
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом