

Поликлональные Антитела Против Klk1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P06870

Артикул: CM0022987



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KLK1, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживают эндогенный KLK1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения процессинга кининогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	hK1; KLKR; Kik6; KLK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3816
GeneID	3816
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-262 человеческого KLK1 (NP_002248.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06870
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка со льдом