

Анти-Klk15 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9H2R5

Артикул: CM0024072

введение

Поликлональные антитела кролика против KLK15, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий KLK15 с перекрестной реакцией на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований протеаз и исследований биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACO; HSRNASPH; KLK15
Вид	Человек
GeneID	55554
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-180 человеческого KLK15 (NP_059979.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2R5
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом