


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Klk3 Для Wb - P07288

Артикул: CM0022867



введение

Кроличья поликлональная антитело anti-KLK3 (PSA), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным простат-специфическим антигеном. Идеально подходит для исследований биомаркеров рака простаты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	354
GeneID	354
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-261 человеческого KLK3 (NP_001639.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07288
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом