

Анти-Klk6 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, Elisa - Q1

Артикул: CM0015958



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого калликреина-6 (KLK6, нейросин, PRSS9), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают KLK6 в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения нейродегенерации, инвазии рака и биологии протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK6 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5653
GeneID	5653
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100 до С-конца человеческого KLK6 (NP_002765.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92876
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом