

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Klkb1 Для Вб, Игг-Г, Ифа - P03952

Артикул: CM0029526



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против человеческого KLKB1 (плазменная калликреин). Валидирована для ВБ, ИГГ-Г и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований свертывания крови, брадикинина и ренин-ангиотензиновой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLKB1 Кроличья пAb
Примечания/Синонимы	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3818
ID гена	3818
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-300 человеческого KLKB1 (NP_000883.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03952
Молекулярная масса белка	71кДа
Доставка	Ледяной пакет