

Поликлональное Антитело Против Klotho Для Wb И Elisa — Q9Uef7

Артикул: CM0018685



введение

Кроличье поликлональное антитело KL выявляет Klotho у человека, мыши и крысы методом WB и ELISA. Подходит для изучения процессов старения, гомеостаза фосфатов и передачи сигналов FGF23. Рекombинантный иммуноген обеспечивает специфическое обнаружение.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело KL
Примечания/синонимы	KLA; HFTC3; KL
Вид	Человек
GeneID (человек)	9365
GeneID	9365
Иммуноген	Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого KL (NP_004786.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UEF7
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом