


Поликлональные Антитела Против Klrc1 Для Wb, Elisa - P26715

Артикул: CM0016832



введение

Кроличьи rAb против KLRC1 (P26715), валидированные для WB, ELISA. Распознают человеческий NKG2-A/NKG2-B, ингибирующий иммунный рецептор на NK- и Т-клетках. Перекрестная реакция с мышью. Для исследований в области иммуноонкологии и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против KLRC1
Примечания/Псевдоним	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3821
ID гена	3821
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-215 человеческого KLRC1 (NP_015567.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26715
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом