

Кроличье Поликлональное Антитело К Klrc4 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Ифа — O43908

Артикул: CM0016794

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против KLRC4 человека (NKG2F), валидировано для вестерн-блота, ИФ/ИКК, ИФ-П и ИФА. Обнаруживает белок NKG2-F человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рецепторов NK-клеток и MHC класса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRC4 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8302
ID гена	8302
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-55 KLRC4 человека (NP_038459.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43908
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом