

Кроличья Поликлональная Антитело Против Klr1 (Cd94) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13241

Артикул: CM0015452



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KLRD1 (CD94), ключевого иммунного рецептора на NK-клетках и Т-клетках. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально для исследований в области иммуноонкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD94; KLRD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3824
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-179 человеческого KLRD1 (NP_002253.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом