


Кроличья Поликлональная Антитела Против Klrk1 Для If/Icc И Elisa - P26718

Артикул: CM0018331



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий KLRK1 (NKG2D), валидированные для IF/ICC и ELISA. Идеальны для изучения NK-клеточного иммунного надзора и исследований иммунных чекпоинтов. Доставляются с охлаждающим пакетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRK1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22914
ID гена	22914
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого KLRK1 (NP_031386.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26718
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет