


Кроличья Моноклональная Антитело Против Kmt1B / Suv39H2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9H5I1

Артикул: CM0005208



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческого KMT1B/SUV39H2 — гистоновой H3K9-метилтрансферазы, критически важной для формирования гетерохроматина. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KMT1B / SUV39H2 Кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Вид	Человек
ИД гена	79723 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 311–410 человеческого KMT1B/SUV39H2 (UniProt: Q9H5I1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H5I1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С ледяным пакетом