


## Поликлональные Антитела Против Kmt2A (Валидировано На Ко) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q03164

Артикул: CM0015807



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого KMT2A (MLL, HRX). Валидировано на КО. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Масса мишени 432 кДа. Для исследований в области эпигенетики и лейкемии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на КО] Кроличьи pAb против KMT2A                                                                                       |
| Примечания/Псевдонимы     | HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| ID гена (Человек)         | 4297                                                                                                                                 |
| ID гена                   | 4297                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 752-949 человеческого KMT2A (NP_005924.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q03164                                                                                                                               |
| Масса белка               | 432 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                     |