

Анти-Kmt2B Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Umn6

Артикул: CM0019069



введение

Поликлональные антитела к KMT2B, валидированные для WB и ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на гистонметилтрансферазу KMT2B, участвующую в эпигенетической регуляции и развитии рака. Подходят для исследований в сфере IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KMT2B кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
Вид	Человек
ID гена	9757
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1370-1570 человеческого KMT2B (NP_055542.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMN6
Молекулярная масса белка	294 кДа
Доставка	Сухой лед