


Поликлональные Антитела К Kmt5A/Setd8 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Артикул: CM0030528



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку KMT5A/SETD8, подходящие для методов WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для исследований эпигенетики и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KMT5A/SETD8 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Вид	Человек
GeneID (человек)	387893
GeneID	387893
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 человеческого KMT5A/SETD8 (Q9NQR1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQR1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом