


Кроличья Моноклональная Антитела Против Kmt5A/Setd8 (Верифицирована Кд) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nqr1

Артикул: CM0008076



введение

Кроличья моноклональная антитела против KMT5A/SETD8, верифицированная методом нокдауна (КД), для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Распознает KMT5A/SETD8 человека и мыши — гистон H4K20 метилтрансферазу, участвующую в репрессии генов и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] KMT5A/SETD8 кроличья моноклональная антитела
Примечания/синонимы	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [Валидировано КО/КД] KMT5A/SETD8
Вид	Человек
GeneID	387893 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка KMT5A/SETD8 человека (Q9NQR1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQR1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовая упаковка