


Кроличья Поликлональная Антитела Против Kmt5A/Setd8 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Артикул: CM0029677



введение

Кроличьи поликлональные антитела KMT5A/SETD8, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелены на гистоновую метилтрансферазу KMT5A/SETD8 (43 кДа), критический репрессор митоза и транскрипции посредством метилирования H4K20.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против KMT5A/SETD8
Примечания/Альтернативные названия	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	387893
ID гена	387893
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-352 белка KMT5A/SETD8 человека (NP_065115.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQR1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом