

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Kmt5C Для If-P И Elisa - Q86Y97

Артикул: CM0027692



введение

Кроличья поликлональная антитела KMT5C (SUV420H2) для IF-P и ELISA. Обнаруживает человеческую гистон-лизин N-метилтрансферазу KMT5C, ключевой фермент для ди- и триметилирования H4K20, участвующий в репрессии транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к KMT5C
Примечания/Альтернативные названия	SUV420H2; Suv4-20h2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84787
GeneID	84787
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-248 человеческого KMT5C (NP_116090.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86Y97
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом