

Поликлональное Антитело Кролика К Kntc1 Для Вестерн-Блота И Ифа - P50748

Артикул: CM0014916



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому KNTC1, валидированное для Вестерн-блота (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует с белком человека и крысы. Направлено против ассоциированного с кинетохором белка 1, необходимого для митотического контрольного пункта. Подходит для исследования клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KNTC1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ROD; KNTC1
Вид	Человек
ID гена	9735
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 900-1100 человеческого KNTC1 (NP_055523.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P50748
Молекулярная масса белка	251 кДа
Доставка	Холодильный пакет