

Поликлональное Антитело Кальпаина 2 Кролика, Валидированное По Ко, Для Вб, Игг-П, Ифа — P17655

Артикул: CM0024023



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против каталитической субъединицы кальпаина-2, для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования цитоскелета и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КО] Поликлональное антитело кролика к кальпаину 2
Примечания/Альтернативные названия	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	824
ID гена	824
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 350-680 человеческого кальпаина 2 (NP_001739.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17655
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Холодильный пакет