

Поликлональное Антитело К Кролику Против Edf1 [Верифицировано По Ко] Для Вб И Ифа — Q9Jmg1

Артикул: CM0020338

введение

Кроличье поликлональное антитело к мышиному Edf1, верифицированное нокаутом, подходит для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает Edf1 человека и мыши — транскрипционный коактиватор, участвующий в эндотелиальной дифференцировке и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицировано по КО] Поликлональное антитело кролика к Edf1
Примечания/синонимы	MBF1; 0610008L11Rik; f1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	8721
ID гена	59022
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-148 мышиного Edf1 (NP_067494.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9JMG1
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодовой пакет