

Антитело Кролика Поликлональное Против Pd-1/Cd279, Валидированное Нокаутом (Ko Validated) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15116

Артикул: CM0029070



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PD-1/CD279, валидированное нокаутом. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для изучения иммунных контрольных точек и иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] PD-1/CD279 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; 79
Вид	Человек
GeneID (человек)	5133
GeneID	5133
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15116
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом