

Кроличья Поликлональная Антитело К Kpna1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52294

Артикул: CM0014778



введение

Кроличья поликлональная антитело к KPNA1 для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Валидирована с использованием рекомбинантного иммуногена; идеально подходит для исследований ядерного импорта с участием импортина альфа-5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3836
GeneID	3836
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого KPNA1 (NP_002255.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52294
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Хладоэлемент