

Кроличья Поликлональная Анти-Kpna1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa - P52294

Артикул: CM0023511



введение

Кроличье поликлональное антитело против KPNA1 (импортин субъединица альфа-5). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3836
ID гена	3836
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка KPNA1 человека (NP_002255.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52294
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом