

Поликлональные Антитела Против Kpna2 Для Wb/Ip/Elisa - P52292

Артикул: CM0022625



введение

Кроличьи поликлоральные антитела к человеческому KPNB2/субъединице импортина альфа-1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагируют перекрестно с белком человека и мыши. Ключевой адаптер импорта ядерных белков за счет распознавания NLS и связывания с KPNB1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNB2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Алиасы	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3838
ID гена	3838
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-290 человеческого KPNB2 (NP_002257.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52292
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В ледяной упаковке