

Кроличье Моноклональное Антитело Против Kpna2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P52292

Артикул: CM0005113



введение

Кроличье моноклональное антитело KPNA2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Распознает субъединицу импортинов альфа-1 (P52292), адаптерный белок ядерного транспорта, идеально подходит для изучения ядерно-цитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3838
GeneID	3838
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KPNA2 (P52292).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52292
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом