

Кроличья Поликлональная Антитела Против Кpna3 Для Вб И Ифа - O00505

Артикул: CM0019915

введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против человеческой KPN3 (импорин альфа-4), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследования импорта ядерных белков, взаимодействий хозяин-вирус и наследственной спастической параплегии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPN3 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPN3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3839
GeneID	3839
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческой KPN3 (NP_002258.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00505
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет