

Кроличья Поликлональная Антитела Против КрпаЗ Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - 000505

Артикул: CM0030311

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против КРНАЗ для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Распознают КРНАЗ у человека, мыши, крысы. Нацелены на субъединицу импорта альфа-4, играющую ключевую роль в импорте ядерных белков и взаимодействиях хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы пАт против КРНАЗ
Примечания/Алиасы	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, КРНАЗ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3839
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого КРНАЗ (NP_002258.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000505
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В пакете со льдом