

Поликлональные Антитела К Kpna4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00629

Артикул: CM0024048



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому KPNA4 (субъединица импортина альфа-3), валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований ядерного транспорта и импорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KPNA4 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3840
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого KPNA4 (NP_002259.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00629
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом